



CATÁLOGO MANGUERAS DENTALES 2026





LÍNEAS DE AGUA Y AIRE

MANGUERA

Dental

5/32

Interior
5/32" 3.96mm

Grosor
1.2mm

Exterior
1/4" 6.35mm

Longitud
100m

COLORES SÓLIDOS



PREGUNTAR POR DISPONIBILIDAD DE COLORES EN LAS MANGUERAS

COLORES TRANSLÚCIDOS



Manguera de PVC
Clave: **PVC5/32**

PVC

ESTA MANGUERA DE PVC SE FABRICA EN
POLIURETANO CON LAS MISMAS MEDIDAS,
BÚSCALA CON LA CLAVE

Manguera de
Poliuretano
Clave: **PU1/4X5/32**



POLIURETANO

Conexiones de Latón Compatibles con esta manguera



CLAVE: TLAT3/16
Espiga: 3/16"
COMPATIBLE



CLAVE: TNAY3/16
Espiga: 3/16"
COMPATIBLE



CLAVE LATON: TLAT3/16X1/8
Espiga Izquierda: 3/16" COMPATIBLE
Espiga Centro 1/8": no compatible
Espiga Derecha: 3/16" COMPATIBLE



CLAVE LATON: TLAT1/8X3/16
Espiga Izquierda 1/8": no compatible
Espiga Centro 3/16": COMPATIBLE
Espiga Derecha 1/8": no compatible



CLAVE ELAT3/16
Espiga: 3/16"
COMPATIBLE



CLAVE ENAY3/16
Espiga: 3/16"
COMPATIBLE



Clave: ELAT3/16X1/8
Espiga Arriba: 1/8" no compatible
Espiga Abajo: 3/16" COMPATIBLE

Conexión Rápida Compatible con esta manguera



Clave: CR1/4X1/4NPT
Medida: de Manguera 1/4"
Cuerda:
1/8NPT
1/4NPT



Clave: CU90-1/4X1/4NPT
Medida: de Manguera 1/4"
Cuerda:
1/8NPT
1/4NPT



Clave: CU1/4X1/4
Medida: de Manguera 1/4"



Clave: CT1/4X1/4
Medida: de Manguera 1/4"



CLAVE CLAT3/16
Espiga: 3/16"
COMPATIBLE



CLAVE: CLAT3/16x1/8
Izquierda: 3/16" COMPATIBLE
Derecha: 3/16" COMPATIBLE
Arriba: 1/8" no compatible
Abajo: 3/16" COMPATIBLE



CLAVE: CLAT3/16x1/8-2
Izquierda: 3/16" COMPATIBLE
Derecha: 3/16" COMPATIBLE
Arriba: 1/8" no compatible
Abajo: 1/8" no compatible



Espiga: 3/16"
CLAVE ELAT3/16X1/4NPT
Cuerda Macho: 1/4"
CLAVE ELAT3/16X1/4NPT
Cuerda Macho: 1/8"



Espiga: 3/16"
CLAVE ENAY3/16X1/4NPT
Cuerda Macho: 1/4"



Espiga: 3/16"
CLAVE ELAT3/16X1/4H
Cuerda Hembra: 1/4"
CLAVE ELAT3/16X1/8H
Cuerda Hembra: 1/8"



LÍNEAS DE AGUA Y AIRE

MANGUERA

Dental

1/8X1.3mm



Interior
1/8" 3.17mm



Grosor
1.3mm



Exterior
5.77mm



Longitud
100m

PREGUNTAR POR DISPONIBILIDAD DE COLORES EN LAS MANGUERAS

COLORES SÓLIDOS



COLORES TRANSLÚCIDOS



Manguera de PVC
Clave:
PVC1/8x1.3

PVC

ESTA MANGUERA DE PVC SE FABRICA EN
POLIURETANO CON LAS MISMAS MEDIAS,
BÚSCALA CON LA CLAVE

Manguera de
Poliuretano
Clave: **PU1/8x1.3**



POLIURETANO

Conexiones de Latón Compatibles con esta manguera



CLAVE: TLAT3/16
Espiga: 3/16"
COMPATIBLE



CLAVE: TNAY3/16
Espiga: 3/16"
COMPATIBLE



CLAVE LATON: TLAT3/16X1/8
Espiga Izquierda: 3/16" COMPATIBLE
Espiga Centro 1/8": no compatible
Espiga Derecha: 3/16" COMPATIBLE



CLAVE LATON: TLAT1/8X3/16
Espiga Izquierda 1/8": no compatible
Espiga Centro 3/16": COMPATIBLE
Espiga Derecha 1/8": no compatible



CLAVE ELAT3/16
Espiga: 3/16"
COMPATIBLE



CLAVE ENAY3/16
Espiga: 3/16"
COMPATIBLE



Clave: ELAT3/16X1/8
Espiga Arriba: 1/8" no compatible
Espiga Abajo: 3/16" COMPATIBLE

**Conexión Rápida Compatible
con esta manguera**



Clave: CR6X1/4NPT
Medida: de Manguera 1/8X1.3
Cuerda:
1/8NPT
1/4NPT



Clave: CU90-6X1/4NPT
Medida: de Manguera 1/8X1.3
Cuerda:
1/8NPT
1/4NPT



Clave: CU6x6
Medida: de Manguera 1/8X1.3



Clave: CT6x6
Medida: de Manguera 1/8X1.3



CLAVE CLAT3/16
Espiga: 3/16"
COMPATIBLE



CLAVE: CLAT3/16X1/8
Izquierda: 3/16" COMPATIBLE
Derecha: 3/16" COMPATIBLE
Arriba: 1/8" no compatible
Abajo: 3/16" COMPATIBLE



CLAVE: CLAT3/16X1/8-2
Izquierda: 3/16" COMPATIBLE
Derecha: 3/16" COMPATIBLE
Arriba: 1/8" no compatible
Abajo: 1/8" no compatible



Espiga: 3/16"
CLAVE ELAT3/16X1/4NPT
Cuerda Macho: 1/4"
CLAVE ELAT3/16X1/4NPT
Cuerda Macho: 1/8"



Espiga: 3/16"
CLAVE ENAY3/16X1/4NPT
Cuerda Macho: 1/4"



Espiga: 3/16"
CLAVE ELAT3/16X1/4H
Cuerda Hembra: 1/4"
CLAVE ELAT3/16X1/8H
Cuerda Hembra: 1/8"



LÍNEAS DE AGUA Y AIRE

MANGUERA

Dental

1/4X1/8



Interior
1/8" 3.17mm



Grosor
1/16" 1.58mm



Exterior
1/4" 6.35mm



Longitud
100m

COLORES SÓLIDOS



PREGUNTAR POR DISPONIBILIDAD DE COLORES EN LAS MANGUERAS

COLORES TRANSLÚCIDOS



Manguera de PVC
Clave:
PVC1/8x1/16

PVC

ESTA MANGUERA DE PVC SE FABRICA EN
POLIURETANO CON LAS MISMAS MEDIAS,
BÚSCALA CON LA CLAVE

Manguera de
Poliuretano
Clave: **PU1/4**



POLIURETANO

Conexiones de Latón Compatibles con esta manguera



CLAVE: TLAT3/16
Espiga: 3/16"
COMPATIBLE



CLAVE: TNAY3/16
Espiga: 3/16"
COMPATIBLE



CLAVE LATON: TLAT3/16X1/8
Espiga Izquierda: 3/16" COMPATIBLE
Espiga Centro 1/8": no compatible
Espiga Derecha: 3/16" COMPATIBLE



CLAVE LATON: TLAT1/8X3/16
Espiga Izquierda 1/8": no compatible
Espiga Centro 3/16": COMPATIBLE
Espiga Derecha 1/8": no compatible



CLAVE ELAT3/16
Espiga: 3/16"
COMPATIBLE



CLAVE ENAY3/16
Espiga: 3/16"
COMPATIBLE



Clave: ELAT3/16X1/8
Espiga Arriba: 1/8" no compatible
Espiga Abajo: 3/16" COMPATIBLE

Conexión Rápida Compatible con esta manguera



Clave: CR1/4X1/4NPT
Medida: de Manguera 1/4"
Cuerda:
1/8NPT
1/4NPT



Clave: CU90-1/4X1/4NPT
Medida: de Manguera 1/4"
Cuerda:
1/8NPT
1/4NPT



Clave: CU1/4X1/4
Medida: de Manguera 1/4"



Clave: CT1/4X1/4
Medida: de Manguera 1/4"



CLAVE CLAT3/16
Espiga: 3/16"
COMPATIBLE



CLAVE: CLAT3/16x1/8
Izquierda: 3/16" COMPATIBLE
Derecha: 3/16" COMPATIBLE
Arriba: 1/8" no compatible
Abajo: 3/16" COMPATIBLE



CLAVE: CLAT3/16x1/8-2
Izquierda: 3/16" COMPATIBLE
Derecha: 3/16" COMPATIBLE
Arriba: 1/8" no compatible
Abajo: 1/8" no compatible




Espiga: 3/16"
CLAVE ELAT3/16X1/4NPT
Cuerda Macho: 1/4"
CLAVE ELAT3/16X1/4NPT
Cuerda Macho: 1/8"



Espiga: 3/16"
CLAVE ENAY3/16X1/4NPT
Cuerda Macho: 1/4"



Espiga: 3/16"
CLAVE ELAT3/16X1/4H
Cuerda Hembra: 1/4"
CLAVE ELAT3/16X1/8H
Cuerda Hembra: 1/8"



LINEAS DE AGUA Y AIRE

MANGUERA

Dental

6X4mm



**Interior
4mm**



**Grosor
1mm**



**Exterior
6mm**



**Longitud
100m**

PREGUNTAR POR DISPONIBILIDAD DE COLORES EN LAS MANGUERAS

COLORES SÓLIDOS



COLORES TRANSLÚCIDOS



PVC

Manguera en PVC
No se fabrica

Manguera de Poliuretano
Clave: **PU6**



POLIURETANO

Conexiones de Latón Compatibles con esta manguera



CLAVE: TLAT3/16
Espiga: 3/16"
COMPATIBLE



CLAVE: TNAY3/16
Espiga: 3/16"
COMPATIBLE



CLAVE LATON: TLAT3/16X1/8
Espiga Izquierda: 3/16" COMPATIBLE
Espiga Centro 1/8: no compatible
Espiga Derecha: 3/16" COMPATIBLE



CLAVE LATON: TLAT1/8X3/16
Espiga Izquierda 1/8: no compatible
Espiga Centro 3/16": COMPATIBLE
Espiga Derecha 1/8: no compatible



CLAVE ELAT3/16
Espiga: 3/16"
COMPATIBLE



CLAVE ENAY3/16
Espiga: 3/16"
COMPATIBLE



Clave: ELAT3/16X1/8
Espiga Arriba: 1/8" no compatible
Espiga Abajo: 3/16" COMPATIBLE

Conexión Rápida Compatible con esta manguera



Clave: CR6X1/4NPT
Medida: de Manguera 6mm
Cuerda:
1/8 NPT
1/4 NPT



Clave: CU90-6X1/4NPT
Medida: de Manguera 6mm
Cuerda:
1/8 NPT
1/4 NPT



Clave: CU6X6
Medida: de Manguera 6mm



Clave: CT6X6
Medida: de Manguera 6mm



CLAVE CLAT3/16
Espiga: 3/16"
COMPATIBLE



CLAVE: CLAT3/16x1/8
Izquierda: 3/16" COMPATIBLE
Derecha: 3/16" COMPATIBLE
Arriba: 1/8 " no compatible
Abajo: 3/16" COMPATIBLE



CLAVE: CLAT3/16x1/8-2
Izquierda: 3/16" COMPATIBLE
Derecha: 3/16" COMPATIBLE
Arriba: 1/8 " no compatible
Abajo: 1/8 " no compatible



CLAVE ELAT3/16X1/4NPT
Espiga: 3/16"
Cuerda Macho: 1/4"
Cuerda Macho: 1/8"



CLAVE ENAY3/16X1/4NPT
Espiga: 3/16"
Cuerda Macho: 1/4"



CLAVE ELAT3/16X1/4H
Espiga: 3/16"
Cuerda Hembra: 1/4"
Cuerda Hembra: 1/8"



LÍNEAS DE AGUA Y AIRE

MANGUERA

Dental

1/8



Exterior
1/8" 3.17mm



Grosor
1/32" 0.79mm



Interior
1/16" 1.58mm



Longitud
100m



PVC

Manguera en PVC
No se fabrica

Manguera de Poliuretano
Clave: **PU1/8**



POLIURETANO

Conexiones de Latón Compatibles con esta manguera



CLAVE: TLAT1/8
Espiga: 1/8"
COMPATIBLE



CLAVE LATON: TLAT3/16X1/8
Espiga Izquierda: 3/16" no compatible
Espiga Centro 1/8: COMPATIBLE
Espiga Derecha: 3/16" no compatible



CLAVE LATON: TLAT1/8X3/16
Espiga Izquierda 1/8: COMPATIBLE
Espiga Centro 3/16": no compatible
Espiga Derecha 1/8:COMPATIBLE

PREGUNTAR POR DISPONIBILIDAD DE COLORES
EN LAS MANGUERAS

COLORES SÓLIDOS



COLORES TRANSLÚCIDOS



CLAVE ELAT1/8
Espiga: 1/8"
COMPATIBLE



Clave: ELAT3/16X1/8
Espiga Arriba: 1/8" COMPATIBLE
Espiga Abajo: 3/16" no compatible



CLAVE: CLAT3/16x1/8
Arriba: 1/8 " COMPATIBLE
Abajo: 3/16" no compatible
Derecha: 3/16" no compatible
Izquierda: 3/16" no compatible



CLAVE: CLAT3/16x1/8-2
Arriba: 1/8 " COMPATIBLE
Abajo: 1/8 " COMPATIBLE
Izquierda: 3/16" no compatible
Derecha: 3/16" no compatible

LÍNEAS DE AGUA Y AIRE MANGUERA

Dental

4X2 mm



4X2.5 mm



Manguera de Poliuretano
Clave: **PU4X2**



Manguera de Poliuretano
Clave: **PU4X2.5**



Conexiones de Latón Compatibles con esta manguera



CLAVE: TLAT1/8
Espiga: 1/8"
COMPATIBLE



CLAVE LATON: TLAT3/16X1/8
Espiga Izquierda: 3/16" no compatible
Espiga Centro 1/8: COMPATIBLE
Espiga Derecha: 3/16" no compatible



CLAVE LATON: TLAT1/8X3/16
Espiga Izquierda 1/8: COMPATIBLE
Espiga Centro 3/16": no compatible
Espiga Derecha 1/8:COMPATIBLE



CLAVE ELAT1/8
Espiga: 1/8"
COMPATIBLE



Clave: ELAT3/16X1/8
Espiga Arriba: 1/8" COMPATIBLE
Espiga Abajo: 3/16" no compatible



CLAVE: CLAT3/16x1/8
Arriba: 1/8 " COMPATIBLE
Abajo: 3/16" no compatible
Derecha: 3/16" no compatible
Izquierda: 3/16" no compatible



CLAVE: CLAT3/16x1/8-2
Arriba: 1/8 " COMPATIBLE
Abajo: 1/8 " COMPATIBLE
Izquierda: 3/16" no compatible
Derecha: 3/16" no compatible

PREGUNTAR POR DISPONIBILIDAD DE COLORES EN LAS MANGUERAS

COLORES SÓLIDOS



COLORES TRANSLÚCIDOS



Clave: CR4X1/4NPT
Medida: de Manguera 4mm"
Cuerda:
1/8NPT
1/4NPT

LÍNEAS DE AGUA Y AIRE

MANGUERA

Dental

8X5_{mm}



Exterior
8mm



Grosor
1.5mm



Interior
5mm



Longitud
100m

COLORES SÓLIDOS



PREGUNTAR POR DISPONIBILIDAD DE COLORES EN LAS MANGUERAS

COLORES TRANSLÚCIDOS



Manguera en PVC
No se fabrica

Manguera de Poliuretano
Clave: **PU8**



POLIURETANO

Conexiones de Latón Compatibles con esta manguera



CLAVE: TLAT1/4
Espiga: 1/4"
COMPATIBLE



CLAVE LATON: TLAT 1/4X 3/16
Espiga Izquierda: 3/16" no compatible
Espiga Centro 1/4: COMPATIBLE
Espiga Derecha: 3/16" no compatible



CLAVE ELAT1/4X1/4
Espiga: 1/4"
COMPATIBLE



Clave: ELAT1/4X3/16
Espiga Arriba: 3/16" no compatible
Espiga Abajo: 1/4" COMPATIBLE



CLAVE: CLAT3/16x1/4
Izquierda: 3/16" no compatible
Derecha: 3/16" no compatible
Arriba: 1/4" COMPATIBLE



CLAVE ELAT1/4X1/4NPT
Espiga: 3/16"
Cuerda Macho: 1/4"

Conexión Rápida Compatible con esta manguera



Clave: CR8X1/4NPT
Medida: de Manguera 8mm
Cuerda:
1/8NPT
1/4NPT



Clave: CU90-8X1/4NPT
Medida: de Manguera 8mm
Cuerda:
1/8NPT
1/4NPT



Clave: CU8x8
Medida: de Manguera 8mm



Clave: CT8x8
Medida: de Manguera 8mm

MANGUERA *Dental* ASÉPTICA

PIEZA DE MANO

Interior 1
3.00m



Interior 2
1.50mm



Longitud
100m

Manguera Aséptica de PVC
Clave: ASEPPVCG



PVC

COLORES SÓLIDOS



GRIS



NEGRO

Interior 1
3.00m



Interior 2
1.50mm



Longitud
100m

Manguera Aséptica de Poliuretano
Clave: ASEPPUG



POLIURETANO


COLORES SÓLIDOS



GRIS



NEGRO



COIL ASÉPTICA

Interior 1
3.00m



Interior 2
1.50mm



Longitud
2.5m

Coil Aséptica de Poliuretano
Clave: ASEPCOIL



POLIURETANO

COLORES SÓLIDOS



GRIS



MANGUERA

Dental

PIEZA DE MANO

Manguera de PVC Cuata 1/4x 1/8
Clave: CUATA1/4X1/8G

COLORE: Gris 



Interior 1
3.00m



Interior 2
1.50mm



Longitud
100m



PIEZA DE MANO

Manguera de PVC FORRO
Clave: 9X1GRI
COLORE: Gris 



Interior
9mm



Grosor
1mm



Longitud
100m



Manguera interna Grande de Poliuretano
Clave: PU3/16NATD85
COLOR: Transparente 



Exterior
3/16" (4.76mm)



Interior
1/8" (3.17mm)



Longitud
100m



Manguera interna Pequeña de Poliuretano
Clave: PU1/8NATD85
COLOR: Transparente 



Exterior
1/8" (3.17mm)



Interior
1/16" (1.58mm)



Longitud
100m



MANGUERA

Dental

CUATA

PIEZA DE MANO

Manguera Cuata de Poliuretano 1/8x1/8

Clave: PUCUATA1/8x1/8NA

COLOR: Transparente 

Interior 1

1/16"
1.58mm



Interior 2

1/16"
1.58mm



Manguera Cuata de Poliuretano 3/16x1/8

Clave: CUATA3/16X1/8NAT

COLOR: Transparente 

Interior 1

1/8"
3.17mm



Interior 2

1/16"
1.58mm



MANGUERA

Dental

CUATA 1/4X1/4

PEDAL

Manguera de PVC Cuata 1/4x 1/4

Clave:CUATA1/4X1/4GRI

COLOR: Gris 




Interior 1
1/16"
1.58mm



Interior 2
1/16"
1.58mm



Longitud
100m



MANGUERA

Dental

EYECTOR DE SALIVA



Manguera de PVC 1/4

Clave: 1/4X1/16GRI

COLOR: Gris Y Negro



Exterior
1/8" 3.17mm



Grosor
1/32" 0.79mm



Interior
1/16" 1.58mm



Longitud
100m



MANGUERA

Dental

EYECTOR QUIRÚRGICO



Longitud
100m



PVC



Interior
3/8" 9.52mm



Grosor
1/16" 1.58mm

Manguera de PVC 3/8

Clave: 3/8X1/16GRI

COLOR: Gris



Interior
3/8" 9.52mm



Grosor
2mm

Manguera de PVC 3/8

Clave: 3/8X2GRI

COLOR: Gris



Interior
3/8" 9.52mm



Grosor
3/32" 2.38mm

Manguera de PVC 3/8

Clave: 3/8X3/32GRI

COLOR: Gris

MANGUERA

Dental

LINEAS DE AIRE

POLIFLO



Tubing Poliflo
Clave: P1/4NAT

PREGUNTAR POR DISPONIBILIDAD DE COLORES EN LAS MANGUERAS

COLORES SOLIDOS



Exterior
1/4" 3.17mm



Grosor
1.0mm



Interior
4.35mm



Longitud
100m



POLIETILENO

Conexiones de Latón Compatibles con esta manguera



CLAVE: TLAT3/16
Espiga: 3/16"
COMPATIBLE



CLAVE: TNAY3/16
Espiga: 3/16"
COMPATIBLE



CLAVE LATON: TLAT3/16X1/8
Espiga Izquierda: 3/16" COMPATIBLE
Espiga Centro 1/8: no compatible
Espiga Derecha: 3/16" COMPATIBLE



CLAVE LATON: TLAT1/8X3/16
Espiga Izquierda 1/8: no compatible
Espiga Centro 3/16": COMPATIBLE
Espiga Derecha 1/8: no compatible



CLAVE ELAT3/16
Espiga: 3/16"
COMPATIBLE



CLAVE ENAY3/16
Espiga: 3/16"
COMPATIBLE



Clave: ELAT3/16X1/8
Espiga Arriba: 1/8" no compatible
Espiga Abajo: 3/16" COMPATIBLE



CLAVE NI62P4
Medida: 1/4"
Para manguera :1/4"
Barril Metálico:1/4" (2pzs)



CLAVE CLAT3/16
MEspiga: 3/16"
COMPATIBLE



CLAVE: CLAT3/16x1/8
Izquierda: 3/16" COMPATIBLE
Derecha: 3/16" COMPATIBLE
Arriba: 1/8" no compatible
Abajo: 3/16" COMPATIBLE



CLAVE: CLAT3/16x1/8-2
Izquierda: 3/16" COMPATIBLE
Derecha: 3/16" COMPATIBLE
Arriba: 1/8" no compatible
Abajo: 1/8" no compatible



CLAVE ELAT3/16X1/4NPT
Espiga: 3/16"
Cuerda Macho:1/4"
Cuerda Macho:1/8"



CLAVE ENAY3/16X1/4NPT
Espiga: 3/16"
Cuerda Macho:1/4"



CLAVE ELAT3/16X1/4H
Espiga: 3/16"
Cuerda Hembra:1/4"
Cuerda Hembra:1/8"



CLAVE NI68PP44
Medida: 1/4"x1/4NPT
Para manguera :1/4"
Barril Metálico:1/4" (1pza)
Cuerda :1/4" NPT

Conexión Rápida Compatible con esta manguera



Clave: CR6X1/4NPT
Medida: de Manguera 1/4"
Cuerda:
1/8NPT
1/4NPT



Clave: CU90-1/4X1/4NPT
Medida: de Manguera 1/4"
Cuerda:
1/8NPT
1/4NPT



Clave: CU1/4X1/4
Medida: de Manguera 1/4"



Clave: CT1/4X1/4
Medida: de Manguera 1/4"

MANGUERA

Dental

DRENAJE

DRENAJE GENERAL



Interior
1/2" 12.70mm



Grosor
2.5mm



Longitud
100m



PVC

Manguera de PVC 1/2X2.5

Clave:1/2X2.5GRI

COLOR: Gris

COLORES SOLIDOS



MANGUERA

Dental

DRENAJE

DRENAJE GENERAL



Interior
1/2" 12.70mm



Grosor
1/8" 3.17mm



Longitud
100m



PVC

Manguera de PVC 1/2X1/8

Clave:1/2X1/8GRI

COLOR: Gris

COLORES SOLIDOS



MANGUERA

Dental

FORRO



PVC



Interior

Longitud del Rollo



Mang. Gusano de PVC

Clave:GG1/2X30

Color: Gris y Negro



1/2"

12.70mm




30m

Mang. Gusano de PVC

Clave:GG5/8X30

Color: Gris y Negro



5/8"

15.87mm



30m

Mang. Gusano de PVC

Clave:GG3/4X30

Color: Gris y Negro



3/4"

19.05mm



30m

Mang. Gusano de PVC

Clave:GG1X30

Color: Gris y Negro



Interior
1"

25.40mm



Longitud del Rollo
30m




Longitud del Rollo
10m

Mang. Gusano de PVC

Clave:GG1 1/4X30

Color: Gris y Negro



Interior
1 1/4"

31.75mm



Longitud del Rollo
30m




Longitud del Rollo
10m

Mang. Gusano de PVC

Clave:GG1 1/2X30

Color: Gris y Negro



Interior
1 1/2"

38.10mm



Longitud del Rollo
30m



Longitud del Rollo
10m

Mang. Gusano de PVC

Clave:GG1 3/4X30

Color: Gris y Negro



Interior
1 3/4"

44.45mm



Longitud del Rollo
30m




Longitud del Rollo
10m

Mang. Gusano de PVC

Clave:GG2X30

Color: Gris y Negro



Interior
2"

50.80mm



Longitud del Rollo
30m



Longitud del Rollo
10m

REFACCIONES

Dental

EYECTOR

DE SALIVA



Refacción Eyector de saliva

Clave:EYEQUI1/4



SALIDA DESAGUE
1/2" 12.70mm

MANGUERA COMPATIBLE

MANGUERA DE PVC 1/2X2.5

MANGUERA DE PVC 1/2X1/8



SUCCIÓN SUPERIOR
1/4" 6.32mm

MANGUERA COMPATIBLE

MANGUERA DE PVC 1/4X1/16



ENTRADA DE AIRE
3/16" 4.76mm

MANGUERA COMPATIBLE

PVC 1/8X1/16

PVC 1/8X1.3

PVC 5/32

POLIURETANO 1/4X1/8

POLIURETANO 1/8X1.3

POLIURETANO 1/4X5/32



REFACCIONES

Dental

EYECTOR

QUIRÚRGICO



Refacción Eyector Quirúrgico

Clave:EYEQUI3/8



SALIDA DESAGUE
1/2" 12.70mm

MANGUERA COMPATIBLE

MANGUERA DE PVC 1/2X2.5

MANGUERA DE PVC 1/2X1/8



SUCCIÓN SUPERIOR
3/8" 9.52mm

MANGUERA COMPATIBLE

MANGUERA DE PVC 3/8X1/16

MANGUERA DE PVC 3/8X2

MANGUERA DE PVC 3/8X3/32



ENTRADA DE AIRE
3/16" 4.76mm

MANGUERA COMPATIBLE

PVC 1/8X1/16

PVC 1/8X1.3

PVC 5/32

POLIURETANO 1/4X1/8

POLIURETANO 1/8X1.3

POLIURETANO 1/4X5/32



REFACCIONES

Dental

EYECTOR

DE SALIVA



Refacción Ejector Corto de saliva

Clave:EYECOR1/4



SALIDA DESAGUE
1/2" 12.70mm

MANGUERA COMPATIBLE

MANGUERA DE PVC 3/8X1/16
MANGUERA DE PVC 3/8X2
MANGUERA DE PVC 3/8X3/32



SUCCIÓN SUPERIOR
1/4" 6.32mm

MANGUERA COMPATIBLE

MANGUERA DE PVC 1/4X1/16



ENTRADA DE AIRE
3/16" 4.76mm

MANGUERA COMPATIBLE

PVC 1/8X1/16
PVC 1/8X1.3
PVC 5/32
POLIURETANO 1/4X1/8
POLIURETANO 1/8X1.3
POLIURETANO 1/4X5/32



REFACCIONES

Dental

EYECTOR

QUIRÚRGICO



SALIDA DESAGUE
3/8" 9.52mm

MANGUERA COMPATIBLE

MANGUERA DE PVC 3/8X1/16
MANGUERA DE PVC 3/8X2
MANGUERA DE PVC 3/8X3/32



SUCCIÓN SUPERIOR
3/8" 9.52mm

MANGUERA COMPATIBLE

MANGUERA DE PVC 3/8X1/16
MANGUERA DE PVC 3/8X2
MANGUERA DE PVC 3/8X3/32



ENTRADA DE AIRE
3/16" 4.76mm

MANGUERA COMPATIBLE

PVC 1/8X1/16
PVC 1/8X1.3
PVC 5/32
POLIURETANO 1/4X1/8
POLIURETANO 1/8X1.3
POLIURETANO 1/4X5/32



REFACCIONES

Dental

SEGUROS PARA MANGUERAS

BOLSA DE SEGUROS PARA MANGUERA
Clave: SEG10X6.2



CONEXIONES COMPATIBLES

CLAVE: TLAT3/16
Espiga: 3/16"




CLAVE ELAT3/16
Espiga: 3/16"



CLAVE CLAT3/16
Espiga: 3/16"



CLAVE ELAT3/16X1/4NPT
Espiga: 3/16"



Refacción ROLLO DE POLIFLO PARA SEGUROS
Clave: P3/8NAT



CONEXIONES COMPATIBLES

CLAVE: TLAT3/16
Espiga: 3/16"



CLAVE ELAT3/16
Espiga: 3/16"



CLAVE CLAT3/16
Espiga: 3/16"



CLAVE ELAT3/16X1/4NPT
Espiga: 3/16"



Refacción ROLLO DE POLIURETANO PARA SEGUROS
Clave: PU10X6.2NAT



CONEXIONES COMPATIBLES

CLAVE: TLAT3/16
Espiga: 3/16"



CLAVE ELAT3/16
Espiga: 3/16"



CLAVE CLAT3/16
Espiga: 3/16"



CLAVE ELAT3/16X1/4NPT
Espiga: 3/16"



REFACCIONES

Dental

ROSCA DE FLUSH

Refacción ROSCA DE FLUSH
Clave:ROS3/16



ESPIGAS
3/16" 4.76mm

MANGUERA COMPATIBLE



PVC 1/8X1/16
PVC 1/8X1.3
PVC 5/32
POLIURETANO 1/4X1/8
POLIURETANO 1/8X1.3
POLIURETANO 1/4X5/32



Refacción ROSCA DE FLUSH
Clave:ROS1/8



ESPIGAS
1/8" 3.17mm

MANGUERA COMPATIBLE



POLIURETANO 1/8
POLIURETANO 4X2mm
POLIURETANO 4X2.5



Refacción ROSCA DE FLUSH
Clave:ROS

ESPIGAS
3/16" 4.76mm

MANGUERA COMPATIBLE



PVC 1/8X1/16
PVC 1/8X1.3
PVC 5/32
POLIURETANO 1/4X1/8
POLIURETANO 1/8X1.3
POLIURETANO 1/4X5/32



Refacción EMPAQUE PARA ROSCA DE FLUSH
Clave:EMPROS

50
PZS

EMPAQUES PARA ROSCA DE FLUSH



REFACCIONES

Dental

BOTELLA PARA SISTEMA FLUSH

BOTELLA 1Lt

De que esta hecha?

- Fabricada con un polímero altamente resistente

Cual es su resistencia?

- El grosor con el que esta fabricada le permite alcanzar una Presión hasta de 50psi

Cual es su capacidad total?

- La capacidad total de la botella es de 1150ml

Tipo de cuerda

- El tipo de cuerda estándar la hace compatible con un 99% de las roscas de flush además de que su cuerda no se barre con el uso constante

Como esta fabricada?

- La forma de fabricación de la botella es por molde evita que se abra por la mitad ya que no es vulcanizada

Dimensiones

- Altura 12.3" (26.2cm)
- Diámetro 3.5" (9.00cm)
- Peso sin líquido 200gr.
- Peso con líquido 1.33kg.
- Color Blanco
- Material Polímero
- Temp. de Trabajo: -10 A 50°C



REFACCIONES

Dental

BOTELLA PARA SISTEMA FLUSH

BOTELLA 1.5Lt

De que esta hecha?

- Fabricada con un polímero altamente resistente.

Cual es su resistencia?

- El grosor con el que esta fabricada le permite alcanzar una resistencia hasta de 50psi.

Cual es su capacidad total?

- La capacidad total de la botella es de 1450ml

Tipo de cuerda

- El tipo de cuerda estándar la hace compatible con un 99% de las roscas de flush además de que su cuerda no se barre con el uso constante.

Como esta fabricada?

- La forma de fabricación de la botella es por molde evita que se abra por la mitad ya que no es vulcanizada.

Dimensiones

- Altura 13.0" (33.2cm)
- Diámetro 3.5" (9.00cm)
- Peso sin líquido 250gr.
- Peso con líquido 1.657kg.
- Color Blanco
- Materiales Polímeros
- Temp. de Trabajo: -10 A 50°C



REFACCIONES

Dental

FILTRO COLECTOR DE SÓLIDOS

FILTRO

De que esta hecha?

- Fabricada con un polímero altamente resistente.

Cual es su resistencia?

- Filtro recolector de sólidos para eyector.
- Evita que los solidos mas grandes tapen el eyector de succión de la unidad dental
-

Dónde se instala ?

- En la manguera del eyector de saliva

Que medida de manguera Utiliza

- La manguera dónde se instala es de 1/4 de diámetro interior

Como esta fabricada?

- La forma de fabricación del filtro evita que se abra por la mitad por si solo, ya que lleva un O-ring que sirve para crear un sello hermético entre las dos piezas y evitar fugas de líquidos .

Dimensiones

- Altura 67.6mm
- Diámetro 31.43
- Peso con líquido 13GR.
- Color GRIS
- Materiales Polimeros
- Temp. de Trabajo: -10 A 50°C



REFACCIONES

Dental

PEDAL



Pedal para Unidad Dental

Clave: PGRI

Colores: Gris y Negro

El pedal está diseñado de forma ergonómica para ser utilizado cómodamente
El pedal dispone de un tope que hace que la válvula no se lade a la hora de presionarlo
dando mayor más tiempo de vida al pedal.



Manguera
Cuata 1/4x1/4
Longitud 1.5m



Dimensiones del Pedal
Altura 4.5cm
Largo 12cm
Ancho 8.5cm

VÁLVULA

Fabricada con latón
Resorte de Acero reforzado

CONEXIONES

Dental

LATÓN



CLAVE: TLAT1/8
Espiga: 1/8"



CLAVE LATON: TLAT1/8X3/16
Espiga Izquierda: 1/8"
Espiga Centro 3/16"
Espiga Derecha 1/8"



CLAVE LATON: TLAT3/16X1/8
Espiga Izquierda: 3/16"
Espiga Centro 1/8"
Espiga Derecha: 3/16"



CLAVE LATON: TLAT1/8X1/4
Espiga Izquierda: 1/8"
Espiga Centro 1/4"
Espiga Derecha: 1/8"



CLAVE: TLAT3/16
Espiga: 3/16"



CLAVE: TLAT1/4
Espiga: 1/4"



CLAVE LATON: TLAT 1/4X 3/16
Espiga Izquierda: 3/16"
Espiga Centro 1/4"
Espiga Derecha: 3/16"




CLAVE: TNAY3/16
Espiga: 3/16"
Fabricada con
Poliamida



CLAVE ELAT1/8
Espiga: 1/8"



Clave: ELAT3/16X1/8
Espiga Arriba: 1/8"
Espiga Abajo: 3/16"



CLAVE ELAT3/16
Espiga: 3/16"



CLAVE ELAT1/4X1/4
Espiga: 1/4"



Clave: ELAT1/4X3/16
Espiga Arriba: 3/16"
Espiga Abajo: 1/4"



CLAVE ENAY3/16
Espiga: 3/16"
Fabricada con
Poliamida



CLAVE ELAT3/16X90
Espiga: 3/16"

CONEXIONES

Dental

LATÓN



CLAVE CLAT3/16
Espiga: 3/16"



CLAVE: CLAT3/16x1/8
Arriba: 1/8 "
Abajo: 3/16 "
Derecha: 3/16 "
Izquierda: 3/16 "



CLAVE: CLAT3/16x1/8-2
Arriba: 1/8 "
Abajo: 1/8 "
Izquierda: 3/16 "
Derecha: 3/16 "



CLAVE: CLAT3/16x1/4
Izquierda: 3/16 "
Derecha: 3/16 "
Arriba: 1/4 "



CLAVE
ELAT3/16X10/32NPT
Espiga: 3/16 "
Cuerda Macho:1032"



Espiga: 3/16 "
CLAVE ELAT3/16X1/4NPT
Cuerda Macho:1/4 "
CLAVE ELAT3/16X1/8NPT
Cuerda Macho:1/8 "



CLAVE ELAT1/4X1/4NPT
Cuerda Macho:1/4 "
Espiga: 3/16 "



Espiga: 3/16 "
CLAVE ENAY3/16X1/4NPT
Cuerda Macho:1/4 "



Espiga: 3/16 "
CLAVE ELAT3/16X1/4H
Cuerda Hembra:1/4 "
CLAVE ELAT3/16X1/8H
Cuerda Hembra:1/8 "



NIPL
CLAVE NIP1/4
Cuerda Macho:1/4 "
CLAVE NIP1/8
Cuerda Macho:1/8 "



TAPON
CLAVE TAP1/4
Cuerda Macho:1/4 "
CLAVE TAP1/4
Cuerda Macho:1/8 "



CLAVE NI62P4
Medida: 1/4 "
Para manguera :1/4 "
Barril Metálico:1/4" (2pzs)



CLAVE NI68P44
Medida: 1/4"x1/4NPT
Para manguera :1/4 "
Barril Metálico:1/4" (1pza)
Cuerda :1/4" NPT



CLAVE ELAT1/4X1/2NPT
Medida: 1/4x1/2NPT
Para manguera :1/4 "
Barril Metálico:1/4" (1pza)
Cuerda :1/2" NPT



CLAVE TNI62P4
Medida: 1/4 "
Para manguera :1/4 "
Latón



CLAVE TNI62P4
Medida: 1/4 "
Para manguera :1/4 "
Barril: No Incluido

CATÁLOGO

Dental

PLÁSTICOS CJ S.A. DE C.V.

COLONIA	CALLE	ALCALDÍA
AGRICOLA ORIENTAL	SUR 16 - A # 26 CDMX	IZTACALCO C. P 08500

plasticoscj@hotmail.com

www.plasticoscj.com



OFICINAS

55 5648-2958

55 5654-1988

55 5758-5417

